

DURACELL®
ACTIVAIR®
HEARING AID

0%
MERCURY

Umweltfreundliche Energie
mit extra langem Tab.



Innovative Hörgerätebatterien, die alle Kundenanforderungen erfüllen

Duracell Activair ist seit langem die Premiumwahl für Hörgeräteakustiker und steht für hohe Leistung und beste „Sales Performance“ im Hörgerätemarkt.

Die Hörgerätebatterien erfüllen alle Anforderungen moderner Hörgeräte, die einen hohen Energiebedarf für zusätzliche Funktionen und die Nutzung von Wireless-Technologie haben.



Umweltgerechte Batterien für mehr Kundenzufriedenheit – mit quecksilberfreier Zink-Luft Technologie

Durch die Kombination von langer Laufzeit, konstanter Qualität, Zuverlässigkeit und revolutionärer Benutzerfreundlichkeit können Sie mit Duracell Activair Hörgerätebatterien die Möglichkeiten des wachsenden Hörgerätemarktes optimal nutzen.

Beste Benutzerfreundlichkeit

Der extra lange EasyTab[®] verbessert die Handhabung kleiner Batterien. Dank der farbkodierten Abkleber können Ihre Kunden die Batteriegröße leicht erkennen.

Die Duracell Activair Palette

Geeignet für alle gängigen Hörgerädetypen, für High-Power sowie für digitale und analoge Modelle.

Weitere Vorteile der Duracell Activair Hörgerätebatterien

- Starkes, weltweites Markenimage als Wettbewerbsvorteil.
- Made in Germany – die Duracell Activair Batterien bieten ein hohes und stabiles Spannungsniveau für langes Hören.
- Umfangreiche Produkttests und technische Unterstützung garantieren eine hohe Zuverlässigkeit.
- Batteriegehäuse aus Edelstahl verhindert Korrosion – optimale Leistung auch bei extremen Bedingungen durch Dreifachdichtung und PTFE-Film.
- Schutzverpackung – einzigartige Verpackung für optimalen Schutz und einfache Lagerung der Batterien.

 10

 13

 312

 675

Dank des Easy Tab[®] ist das Wechseln der Batterien so leicht wie noch nie.



Einfach in der Handhabung und leicht zu öffnen.



Einfach zu entnehmen und leicht zu halten.



Leicht einzusetzen mit einzigartigem, extra langem Abkleber.



POS-Materialien

Die hochwertigen, attraktiven POS-Materialien – wie z. B. das Duracell Activair Plexiglasdisplay mit vier Haken – sorgen für einen schnellen Abverkauf.

Markterfahrung, von der Sie profitieren

Uns sind die Anforderungen unserer Kunden an Hörgerätebatterien sehr wichtig. Deshalb fließen Kundenanregungen in unsere Produktentwicklung ein. Nur so können wir sicher sein, dass unsere Innovationen den Bedürfnissen von Markt und Kunden gerecht werden.

**Duracell Activair ist ausschließlich bei Hörgeräteakustikern erhältlich.
Duracell Activair für eine starke Kundenbindung.**

Duracell und Activair sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Duracell U.S. Operations, Inc. und Duracell Batteries BV, wie jeweils zutreffend, die unter Lizenz verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.

www.duracell-activair.de

Europa, Mittlerer Osten und Afrika: VARTA Microbattery GmbH, VARTA-Platz 1, 73479 Ellwangen, Deutschland, Tel. (+49) 7961 921 790

Amerika: VARTA Microbattery Inc., 555 Theodore Fremd Avenue, Suite C 304, Rye, NY 10580, USA, Tel. (+1) 914-592 2500

Asiatisch-Pazifischer Raum: VARTA Microbattery Pte. Ltd., 300 Tampines Avenue 5, #05-01, Tampines Junction, 529653 Singapur, Tel. (+65) 6 260 5801