

DE | Das Trocknungsspray wird zum Trocknen von Hörgeräten empfohlen. Das Ohrpassstück durch kurze Druckimpulse trocknen. Darauf achten, dass das gesamte Restwasser aus Röhrchen und Ohrpassstück entfernt wird. Es wird empfohlen, das Produkt täglich zu benutzen.

Vorsichtsmaßnahmen: Nur zur äußeren Anwendung. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Hochentzündliches Aerosol - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht auf eine offene Flamme oder andere Zündquellen sprühen. Auch nach dem Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen. Behälter steht unter Druck kann unter Einwirkung von Hitze bersten - Vor Sonneneinstrahlung schützen. Vor Temperaturen über 50°C / 122°F schützen. Wenden Sie sich bei Problemen an einen Hörgeräteakustiker. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Benutzer ansässig ist, zu melden.